


飛沫プロテクタ



製品概要

袋状の保護シートに、首掛けと腕部分を付け、患者の頭頸部を覆い、空間を作ることで作業性を確保し、医療従事者を飛沫曝露から守ります。救急・手術室などでの気管挿管および抜管、鼻咽頭からのPCR検体採取、歯科・口腔ケアで生じる飛沫の拡散防止のほか、使用した気管チューブや人工鼻などの汚染廃棄物をシートの中に包み込み一括廃棄することができ、患者周辺が汚染されにくいという特徴があります。

製品写真




使用方法・特徴



飛沫の再現実験画像

気管挿管および抜管時の咳込みによる飛沫を、蛍光塗料とブラックライトを使用し可視化

フェイスシールド、
マスクに
飛沫が飛散！！



気管挿管および抜管時、患者の咳による飛沫

飛沫プロテクタ使用例



気管挿管・抜管



口腔ケア



PCR検査

規格・仕様

品名	品番	JANコード	材質・色	サイズ	最小販売単位
飛沫プロテクタ	SP-1	4987494330782	ポリエチレンフィルム・透明	1,080 × 950 mm	30枚/内箱×4箱

