

# ■ プラネクタ輸液セット(ELDフィルタ付)



## 【汎用規格】

| 品番          | JANコード        | 形状 | 仕様      |  |                      |       |       |
|-------------|---------------|----|---------|--|----------------------|-------|-------|
|             |               |    | 点滴量     | 規格                                       | 末端プラネクタ以下<br>延長チューブ長 | 先端形状  | 全長    |
| JY-PEP342P7 | 4987494048755 |    | 1mL≒20滴 | PVCフリー、<br>ELDフィルタ、<br>プラネクタ×2、<br>一方弁×1 | 70cm                 | PNロック | 240cm |
| JY-PEP312P7 | 4987494051656 |    | 1mL≒60滴 |  |                      |       |       |

梱包単位:10本×10箱=100本

医療機器承認番号:21500BZZ00387000(閉鎖式輸液セット)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌

## 【ポンプ用規格】

| 品番          | JANコード        | 形状 | 仕様      |  |                      |       |       |
|-------------|---------------|----|---------|--|----------------------|-------|-------|
|             |               |    | 点滴量     | 規格                                       | 末端プラネクタ以下<br>延長チューブ長 | 先端形状  | 全長    |
| JP-PEP342P7 | 4987494042968 |    | 1mL≒20滴 | PVCフリー、<br>ELDフィルタ、<br>プラネクタ×2、<br>一方弁×1 | 70cm                 | PNロック | 240cm |
| JP-PEP312P7 | 4987494053049 |    | 1mL≒60滴 |  |                      |       |       |

梱包単位:10本×10箱=100本

医療機器承認番号:21500BZZ00387000(閉鎖式輸液セット)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌