








■ プラネクタ輸液セット 側注用

【汎用規格】




品番	JANコード	形状	仕様			
			点滴量	規格	先端形状	全長
JY-ND223PL <small>DEHPフリー</small>	4987494073597		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー	PNOロック	148cm
JY-ND263PL <small>DEHPフリー</small>	4987494074013		1mL ≒ 60滴			
JY-ND323PL <small>DEHPフリー</small>	4987494076659		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー	PNOロック	177cm
JY-ND363PL <small>DEHPフリー</small>	4987494076666		1mL ≒ 60滴			
JY-ND841PL <small>DEHPフリー</small>	4987494301829		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー	PNOロック	177cm
JY-ND811PL <small>DEHPフリー</small>	4987494076864		1mL ≒ 60滴			
JY-PB821PL <small>PVCフリー</small>	4987494265831		1mL ≒ 20滴	PVCフリー	PNOロック	177cm
JY-PB861PL <small>PVCフリー</small>	4987494265886		1mL ≒ 60滴			

梱包単位:20本×10箱=200本、20本×20箱=400本、50本×8箱=400本

医療機器認証番号:220AABZX00305000(プラネクタ輸液セット、側注用)
医療機器承認番号:14700BZZ01075000(JMS輸液セット)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌

【ポンプ用規格】

品番	JANコード	形状	仕様			
			点滴量	規格	先端形状	全長
JP-ND3 3PL <small>DEHPフリー</small>	4987494094448		1mL ≒ 20滴	DEHPフリー	PNOロック	177cm
JP-ND3 3PL <small>DEHPフリー</small>	4987494094462		1mL ≒ 60滴			
JP-PB323PL <small>PVCフリー</small>	4987494265824		1mL ≒ 20滴	PVCフリー	PNOロック	177cm
JP-PB363PL <small>PVCフリー</small>	4987494265879		1mL ≒ 60滴			

梱包単位:20本×10箱=200本

医療機器認証番号:220AABZX00305000(プラネクタ輸液セット、側注用)
医療機器承認番号:14700BZZ01075000(JMS輸液セット)

滅菌方法:エチレンオキサイド滅菌