

■ NICU用ライン(NEOフィルタ付)



品番	JANコード	形状	仕様			
			規格	先端形状	全長	プライミング ポリウム
JR-PF502PS2	4987494024551		PVCフリー、 NEOフィルタ、 ブラネクタSC×2、 一方弁×1	PNロック	178cm	2.5mL
JR-PF502PS2G	4987494024568		PVCフリー、 NEOフィルタ、 ブラネクタSC×2、 一方弁×1、 PNプラグ	PNロック	168cm	2.9mL
JR-PF552PS2G	4987494030446			PNロック	118cm	2.5mL
JR-PF502PS22G	4987494084944		PVCフリー、 NEOフィルタ、 ブラネクタSC×2、 一方弁×1、 PNプラグ	PNロック	173cm	2.7mL
JR-PF552PP2	4987494074174		PVCフリー、 NEOフィルタ、 ブラネクタ×2、 一方弁×3	PNロック	125cm	2.1mL

梱包単位: 10本×5箱=50本

医療機器認証番号: 21600BZZ00415000(輸液フィルターセット)

滅菌方法: エチレンオキサイド滅菌