

■ プラネクタ専用ロック付延長チューブ



品番	JANコード	形状	仕様				
			規格	内径	外径	長さ	プライミング ボリューム
JV-PB1050PC	4987494026241		PVCフリー、PNロック、ミニクランプ付	1.0mm	2.7mm	50cm	0.4mL
JV-EPP4100L	4987494180189		PVCフリー、PNロック、ミニクランプ付	1.0mm	2.7mm	100cm	0.8mL
JV-EPP2050L	4987494189991		PVCフリー、PNロック、ミニクランプ付	2.0mm	3.3mm	50cm	1.6mL
JV-EPP2100L	4987494193301		PVCフリー、PNロック、ミニクランプ付	2.0mm	3.3mm	100cm	3.2mL

梱包単位：25本×20箱=500本

医療機器承認番号：21200BZZ00545000（JMS延長チューブ）

滅菌方法：エチレンオキサイド滅菌