

## ■ PNプラグ付延長チューブ



品番	JANコード	形状	規格	プライミング ポリウム	チューブ仕様		
					内径	外径	長さ
JV-PPG110FC	4987494032211		PVCフリー、PNプラグ、フリーロック、ミニクランプ付	0.3mL	1.0mm	2.7mm	10cm
JV-PPG130FC	4987494032235		PVCフリー、PNプラグ、フリーロック、ミニクランプ付	0.5mL	1.0mm	2.7mm	30cm
JV-PPG210FC	4987494032228		PVCフリー、PNプラグ、フリーロック、ミニクランプ付	0.6mL	2.0mm	3.3mm	10cm
JV-PPG230FC	4987494021420		PVCフリー、PNプラグ、フリーロック、ミニクランプ付	1.1mL	2.0mm	3.3mm	30cm
JV-PNP2030L	4987494231416		PVCフリー、PNプラグ、プラスチック×1、フリーロック、ミニクランプ付	1.3mL	2.0mm	3.3mm	30cm

梱包単位：25本×20箱=500本

医療機器承認番号：21200BZZ00545000（JMS延長チューブ）

滅菌方法：エチレンオキサイド滅菌