

NEW

## JMSレーザ血流計「ポケットLDF」 新機能：スナップショット機能


ワンプッシュで平均血流量を  
スナップショット表示できるようになりました！  
測定時間、わずか15秒！



### ◆スナップショットモード

15秒の計測後に、平均値を表示して静止する。

- ・任意のタイミングで本体の「開始/停止」ボタンをワンプッシュするだけで、15秒間の計測後に平均血流量を算出します。
- ・より簡便に血流量を記録することが可能です。
- ・誤操作時には「開始/停止」ボタンを長押しすることで通常の連続測定モードに戻ります。



販売名	ポケットLDF
一般名称	レーザ血流計（JMDNコード：16903000）
医療機器承認番号	22600BZX00424000



製造販売元  
株式会社 ジェイ・エム・エス

お問い合わせ  
東京本社 血液浄化営業部 TEL (03) 6404-0602  
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル

<http://www.jms.cc>