

ISO 80369-3 経腸栄養関連コネクタ製品への切替対応について ～No.3～

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて表題の件につきまして、弊社対応に関する最新状況をご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白





既存規格製品（医薬発 888 号）と新規格製品（ISO 80369-3）の接続について

- 既存規格製品と新規格製品は、その形状の違いにより、異なる規格のコネクタ部は接続できません。
- 弊社では形状での識別と共に、色の違いによって、より明確な識別を可能とするために、コネクタ部等に採用している色調を「黄色」から、「**紫色**」に変更致します。



弊社における新規格対応製品の出荷時期は **2019年12月**を予定しております。
貴院での**新規格へのスムーズな切替**をお手伝い致しますので、是非弊社にご相談ください。

弊社における新規格対応製品例

製品例	既存規格 (医薬発第 888 号)	新規格 (ISO 80369-3)
<p>栄養セット</p> <p>※ 上下コネクタ クランプに着色</p>		
<p>注入器</p> <p>※ 押し子に着色</p>		

新規格対応に伴い、コネクタの色調を変更する製品

一般的名称	販売名	認証/届出番号
経腸栄養注入セット	ジェイフィード栄養セット	34B1X00001000063
経腸栄養注入セット	ジェイフィード フィーディングバッグ	34B1X00001000076
経腸栄養注入セット	ジェイフィード注入器	34B1X00001000070
経腸栄養注入セット	ジェイフィード E N Y ジョイント	34B1X00001000081
ポンプ用経腸栄養注入セット	フレゼニウス Amika ポンプ用経腸栄養セット	226AABZX00147000
ポンプ用経腸栄養注入セット	フレゼニウスポンプ用経腸栄養セット	221AABZX00199000
ポンプ用経腸栄養延長チューブ	ジェイフィード E N 延長チューブ	222AABZX00037000
ポンプ用経腸栄養延長チューブ	ジェイフィード ベグロック延長チューブ	224AABZX00173000
短期的使用胃瘻用ボタン	ジェイフィード ベグロック	225ACBZX00007000
食道経由経腸栄養用チューブ	ジェイフィード栄養カテーテル	222AABZX00219000
消化管用チューブ	JMS E・D・チューブ	15500BZZ01461000

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問合せ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601