

The JMS logo is located in the top right corner, consisting of the letters 'JMS' in a bold, blue, sans-serif font with horizontal lines through the letters.

人と医療のあいだに…



輸液セット (PVCフリー)

JMS 定量筒付 輸液セット

輸液セット (PVCフリー)

JMS 定量筒付輸液セット

輸液量の設定、
注入量のチェックを
正確に行える
目盛り付定量筒。

塩化ビニル樹脂を
使用していないため、
薬剤吸着や
可塑剤 (DEHP) 溶出の
問題に対応。

通常の
微量用輸液セットの
機能に定量輸液の
機能を付加。

定量筒部分の
混注部には
ニードルレスポートを
採用。

先端形状



フリー
ロック



PN
ロック

プラネクタ組み込みの一体型ルートなど、カスタマイズについてもご相談ください。



■ 消毒しやすい形状

ニードルレスポートは凹凸のないフラットでワイドな形状のためアクセス前の消毒を容易に行えます。
(しっかりと2回消毒)

■ ニードルレス

金属針と専用のカニューラを必要とせず、ルアータイプのシリンジでアクセスが可能です。
(ニードルレスポートへの接続には、注射針を使用しないでください。)

アクセスアダプタ



プレフィルドシリンジ、ロックシリンジでのアクセスは専用の「アクセスアダプタ」を接続して行ってください。

販売名: アクセスアダプタ 品番: JV-AANG
医療機器届出番号: 34B1X00001000071

PVCフリー

販売名	品番	JANコード	型式・規格		入数	
JMS定量筒付輸液セット	JY-PGT163FL	4987494285266	定量筒100mL PVCフリー	フリーロック	10本/箱	100本/ケース
JMS定量筒付輸液セット	JY-PGT163YL	4987494285273	定量筒100mL PVCフリー	混注ロック	10本/箱	100本/ケース
JMS定量筒付輸液セット	JP-PGT163FL	4987494285280	定量筒100mL PVCフリー ポンプ用	フリーロック	10本/箱	100本/ケース
JMS定量筒付輸液セット	JY-PGT163FL2	4987494285488	定量筒100mL PVCフリー ロング	フリーロック	10本/箱	100本/ケース
JMS定量筒付輸液セット	JY-PGT263FL	4987494285297	定量筒200mL PVCフリー	フリーロック	10本/箱	50本/ケース
JMS定量筒付輸液セット	JP-PXT263FL	4987494080397	定量筒200mL PVCフリー ポンプ用	フリーロック	10本/箱	50本/ケース
プラネクタ輸液セット 側注用	JY-PGT163PL	4987494285303	定量筒100mL PVCフリー	PNロック	10本/箱	100本/ケース
プラネクタ輸液セット 側注用	JP-PGT163PL	4987494285310	定量筒100mL PVCフリー ポンプ用	PNロック	10本/箱	100本/ケース
プラネクタ輸液セット 側注用	JY-PGT263PL	4987494285327	定量筒200mL PVCフリー	PNロック	10本/箱	50本/ケース

JMS定量筒付輸液セット / 医療機器認証番号: 15000BZZ00891000
プラネクタ輸液セット 側注用 / 医療機器認証番号: 220AABZX00305000



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル
<http://www.jms.cc/>